

CAMA INOVIA

La cama con ideas innovadoras.



DISEÑO

Superficie del colchón de 90 x 200 cm, en cuatro tramos, limpieza sencilla, lamas metálicas muy resistentes. Ajuste de altura del colchón desde aprox. 22 a 77 cm.

Respaldo y parte superior de las piernas así como altura del colchón ajustables con motores eléctricos. Posición baja del piecero ajustable deslizando el somier hacia abajo. Las ruedas pivotantes se pueden bloquear por parejas con el somier en cualquier posición. Somier con respaldo deslizable. Carga de trabajo segura de 225 kg.

Estructura de madera con efecto haya/haya maciza. Piecero con riel de agarre de madera maciza. Estructura de madera con marcos laterales integrados, altura de protección de aprox. 45 cm para colchones de hasta 23 cm de grosor. Estructura de madera con aspecto innovador y decorativo y con un rango de ajuste de altura de 55 cm, estructura de madera inferior en el piecero. Sistema de accionamiento Linak con tecnología de accionamiento de 24 voltios. Los componentes de 230 voltios se sitúan fuera de la cama.

Mando con bloqueo selectivo con bloqueos de funciones individuales.

Accesorios (se suministra con un recargo adicional)

- Funda de piel acolchada para el marco lateral
- Lámparas de lectura
- Bandeja
- Extensión de cama
- Estructura de madera con efecto cerezo u otros acabados

Medidas

- Longitud 222 cm
- Ancho 104 cm

LAS VENTAJAS

Ajuste de altura del colchón de aprox. 22 a 77 cm

El innovador rango de ajuste de 55 cm permite que esta cama hospitalaria se utilice como cama en posición baja o como cama hospitalaria estándar. Ya no es necesario distinguir entre los diferentes tipos de uso, puesto que esta cama se adapta a todas las situaciones hospitalarias.

JOSVE

Ctra Sangroniz, 6 Módulo 6 F
Tfno. 94 453 10 72
josve@josve.es

José María Legórburu Beristain
DNI. 72 254 963A
48150 Sondika (Bizkaia) Spain

www.josve.es

Altura de la protección de marco lateral de aprox. 45 cm

Los sistemas de colchones y antidecúbito de un grosor de hasta 23 cm también se pueden utilizar en la cama hospitalaria sin adaptar las alturas del marco lateral. En la mayoría de los casos, no son necesarias las costosas medidas de aumento de altura.

Sistema de accionamiento estándar de 24 voltios

Con este sistema se ofrece a los pacientes la máxima protección, ya que todos los componentes de 230 voltios se encuentran fuera de la cama.

Valor

Esta cama ofrece una excelente relación calidad-precio. INOVIA constituye una excelente alternativa a las costosas camas en posición baja del mercado.

Carga de trabajo segura de 225 kg

Adecuada también para personas con sobrepeso.

	<p>Altura de protección de marco lateral de aprox. 45 cm para colchones de hasta 23 cm de grosor</p>		<p>Riel de agarre de madera maciza ergonómico</p>
	<p>Ruedas pivotantes bloqueadas por parejas con el somier en cualquier posición</p>		<p>Ajuste de la altura del colchón desde aprox. 22 a 77 cm, rango de ajuste de 55 cm</p>
	<p>Soporte de la espalda deslizante</p>		<p>Sistema de accionamiento de 24 voltios con mando con bloqueo selectivo</p>
	<p>Posición baja del piecero</p>		

JOSVE

Ctra Sangroniz, 6 Módulo 6 F
Tfno. 94 453 10 72
josve@josve.es

José María Legórburu Beristain
DNI. 72 254 963A
48150 Sondika (Bizkaia) Spain

www.josve.es